


フォルテオ[®]皮下注キット600 μ g 28日間適切にご使用いただくために

フォルテオ[®]皮下注キット600 μ g(フォルテオ[®]キット)を適切にご使用いただくために、特に以下の点にご注意ください。

1. 投与開始日と投与日数をご確認ください

フォルテオ[®]キットは28日間お使いいただけます。投与開始日とその後の投与の記録を必ず書き留めてください。使用開始から28日を経過した場合は、たとえ薬剤が残っていても廃棄してください。

フォルテオ[®]皮下注キット600 μ g投与開始日記入シール



※投与開始日を記載し貼付できます

フォルテオパスポート(患者手帳)



※投与日数など、毎日の自己注射の管理ができます

ご活用
ください

2. 28日間ご使用いただくために以下の点にご注意ください

- ✓ 空打ちは新しいペンを使い始める時に1回だけ
- ✓ 注射の時以外には、黒い注入ボタンを押したり引いたりしない
- ✓ 注射は1日1回のみ
- ✓ 冷蔵庫に保管
- ✓ 凍結させない


ゴムピストンが動いていない、または、進み過ぎている場合、弊社にお問い合わせください。

3. ゴムピストンが動いていることをご確認ください

投与を開始するとゴムピストンがカートリッジの先端方向に徐々に移動します。黒い3本の線を目安にして、おおよその使用期間をご確認いただけます。



▶▶ 1週目にはゴムピストンが見え始め、2週目に入ると1本目の線を越えていきます



▶▶ 3週目にはゴムピストンが3本目の線に近づき、28日目が近くなると3本目の線を越えていきます

ご不明な点がございましたら、下記の電話相談窓口へご相談ください。

お問い合わせ先

Lilly Answers リリーアンサーズ

日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口

0120-360-605 ^{※1} (医療関係者向け)

フォルテオ[®]電話相談窓口

0120-52-10-52 ^{※1} (一般の方・患者様向け)

www.lillyanswers.jp

最新の製品情報や製品についてよくある質問をこちらからご質問いただくことが出来ます

受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30 ^{※2}

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます

※2 祝祭日及び当社休日を除きます

受付時間 7:00～22:00(年中受付)

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます